


Lokomat Nanos kävelyrobotti

- Tehtäväspesifiä kävelykuntoutusta
- Tarkka dynaaminen painonkevennys, 0-80 kg
- Ohjausvoiman säätö potilas- ja raajakohtaisesti
- Augmented Performance Feedback motivoi, sitouttaa ja ohjaa
- Arviointi ja dokumentointi reaaliajassa
- Lihasvoiman ja nivelkulmien yksilöllinen säätely



Tekniset tiedot

Kuntoutuajan maksimi

pituus: 202 cm

paino: 135 kg


Maton koko: 115 x 50 cm

Tarvittava tila: 450 x 350 cm

Laitteen korkeus: 246 cm

CE merkitty lääkinällinen

laite



Fysioline Oy

Live Well.

Arvionkatu 2 / 33840 Tampere / FINLAND

Tel. +358 3 2350 700

VAT: FI0927611-8

www.fysioline.fi

info@fysioline.fi